


Anti-Lamin B2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03252

Artikelnummer: CM0025878



Einführung

Anti-Lamin B2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Lamin B2 (70 kDa). Ideal für die Erforschung der Kernlamina und des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parametername	Wert
Produktname	Lamin B2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Spezies	Human
GeneID (Human)	84823
GeneID	84823
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 341-620 von humanem Lamin B2 (NP_116126.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q03252
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eistasche