


Anti-Laminin-Beta-1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07942

Artikelnummer: CM0011110



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Laminin Beta 1, geeignet für Western Blot, Immunzytochemie/Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Verwendung in der Forschung bei Studien zur extrazellulären Matrix und Basalmembran validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Laminin-Beta-1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CLM; LIS5; Laminin Beta 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3912
Gen-ID	3912
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1687-1786 des humanen Laminins Beta 1 (P07942) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07942
Proteingewicht	198 kDa
Versand	Kühlakku