

Anti-Laminin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y6N6 / P25391 / P24043 / P07942 / P55268 / P11047

Artikelnummer: CM0025620

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen Laminin-Untereinheit gamma-3 und andere Laminin-Ketten. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA, mit Reaktivität in Human, Maus, Ratte. Ideal für Untersuchungen der extrazellulären Matrix und der Basalmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Laminin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARP; Arp1; ARL18
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
Gen-ID	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem Laminin
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6N6/P25391/P24043/P07942/P55268/P11047
Protein-Gewicht	171kDa/337kDa/344kDa/198kDa/196kDa/178kDa
Versand	Eisbeutel