


Anti-Lamp1-Polyklonalantikörper (Kd-Validiert) Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11279

Artikelnummer: CM0019576



Einführung

Kaninchen-polyklonaler LAMP1-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist das lysosomale Membranglykoprotein, beteiligt an Autophagie, lysosomaler pH-Regulation und NK-Zell-Zytotoxizität. Ideal für Zellbiologie- und Immunonkologie-Forschung. - P11279

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] LAMP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3916
GeneID	3916
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem LAMP1 entspricht (NP_005552.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11279
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel