


Anti-Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P11279

Artikelnummer: CM0008531



Einführung

Kaninchen anti-Human LAMP1/CD107a monoklonaler Antikörper, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ziel ist ein lysosomales Membranglykoprotein, das an Autophagie und NK-Zell-Zytotoxizität beteiligt ist. Rekombinantes Immunogen (aa 29-382), UniProt P11279, ~38-45 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human LAMP1/CD107a mAk
Bemerkungen/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3916
GenID	3916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-382 von menschlichem LAMP1/CD107a (NP_005552.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11279
Proteingewicht	38kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel