


Anti-Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P11438

Artikelnummer: CM0012669



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-LAMP1/CD107a, validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ideal für die Lysosomenbiologie, Autophagie und NK-Zell-Zytotoxizitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus LAMP1/CD107a mAk
Bemerkungen/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3916
Gen-ID	16783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 208-363 von Maus-LAMP1/CD107a (NP_034814.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P11438
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel