


Anti-Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11279

Artikelnummer: CM0006711



Einführung

Rekombinanter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes LAMP1/CD107a, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, FC und ELISA. Ideal für die Erforschung von Lysosomen, Autophagie und NK-Zell-Zytotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] LAMP1/CD107a Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Spezies	Human
GeneID (Human)	3916
GeneID	3916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-382 von humanem LAMP1/CD107a (NP_005552.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11279
Protein-Gewicht	38kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel