


Anti-Lamp1/Cd107A Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11438/P11279

Artikelnummer: CM0006795



Einführung

KD-validierter polymorpher monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/mäusliches LAMP1/CD107a für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; ideal für Forschung zur lysosomalen Biogenese und Zytotoxizität von NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] LAMP1/CD107a Rabbit PolymAb®
Anmerkungen/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Spezies	Mensch/Maus
GenID (Mensch)	3916
GenID (Maus)	16783
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/mäuslichem CD107a
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11438/P11279
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel