

Anti-Lamp2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13473

Artikelnummer: CM0022922



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches LAMP2, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu Lysosomenbiogenese, Autophagie und MHC-Klasse-II-Präsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3920
GeneID	3920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-375 von menschlichem LAMP2 (NP_002285.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P13473
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel