

Anti-Lamp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqv4

Artikelnummer: CM0024706



Einführung

LAMP3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Autophagie-, dendritische Zell- und Virusinfektionsforschung. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP
Spezies	Mensch
Gen-ID	27074
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 140-380 von menschlichem LAMP3 (NP_055213.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQV4
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel