

Anti-Lamtor1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6laa8

Artikelnummer: CM0021948



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen LAMTOR1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem LAMTOR1. Geeignet für die Erforschung der mTOR-Signalübertragung, der Lysosomenbiologie und der Aminosäureerkennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMTOR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p18; PDRO; C11orf59; p27RF-Rho; Ragulator1; LAMTOR1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55004
Gen-ID	55004
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-161 des humanen LAMTOR1 (NP_060377.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6IAA8
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku