

Anti-Langerin/Cd207 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uj71

Artikelnummer: CM0026597



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen Langerin/CD207. Validiert für Western Blot und ELISA; reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der Langerin-Funktion in Immunzellen und der Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Langerin/CD207 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLEC4K; Langerin/CD207
Spezies	Human
GeneID (Human)	50489
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 70-200 von humanem Langerin/CD207 (NP_056532.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJ71
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Kühltasche