


Anti-Lap2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42166/P42167

Artikelnummer: CM0022093



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes LAP2 (Thymopoietin, TMPO). Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zur Kernarchitektur und T-Zell-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
LAP2 Kaninchen pAb	
Bemerkungen/Alias	TMPO; CMD1T; LAP2; LEMD4; PRO0868; TP; Thymopoietin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7112
Gen-ID	7112
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-168 von humanem LAP2 (NP_001027454.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P42166/P42167
Proteingewicht	38kDa/50kDa/75kDa
Versand	Eisbeutel