

Anti-Lap3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28838

Artikelnummer: CM0025701

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LAP3 (Zytosolische Aminopeptidase) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des Glutathionstoffwechsels und des zellulären Redoxstatus. 56 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106; LAP3
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	51056
GenID	51056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 260-519 des humanen LAP3 (NP_056991.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28838
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel