

Anti-Lap3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper - P28838

Artikelnummer: CM0020365

Einführung

Kaninchen polyklonaler Anti-Human LAP3 Antikörper. Getestet für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Untersuchen Sie die Funktion der zytosolischen Aminopeptidase im Glutathion-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAP3; HEL-S-106; LAP; LAPEP; PEPS; Zytosol Aminopeptidase
Spezies	Mensch
Gen-ID	51056
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem LAP3
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28838
Proteingewicht	52kDa/56kDa
Versand	Eisbeutel