

Anti-Laptm4B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Vi4

Artikelnummer: CM0015528

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen LAPTM4B (lysosomal-assoziiertes Transmembranprotein 4B) für WB und ELISA; detektiert humanes, Maus- und Ratten-LAPTM4B, das an der lysosomalen Funktion und der mTORC1-Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LAPTM4B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LC27, LAPTM4beta, LAPTM4B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55353
Gen-ID	55353
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 218-317 des menschlichen LAPTM4B (NP_060877.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86Vi4
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel