


Anti-Lar Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10586

Artikelnummer: CM0012069



Einführung

Humaner Anti-LAR Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt den ~213 kDa großen Rezeptor-Tyrosinphosphatase F (PTPRF), der an Zelladhäsion und EPHA2-Signalgebung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LAR; BNAH2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5792
GeneID	5792
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1016-1250 von menschlichem PTPRF (NP_002831.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10586
Proteinmasse	213 kDa
Versand	Eisbeutel