


Anti-Larp1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Pkg0

Artikelnummer: CM0026201



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes LARP1, validiert für WB und ELISA. LARP1 ist ein RNA-bindendes Protein, das die Translation von 5'TOP-mRNAs stromabwärts von mTORC1 reguliert und das Zellwachstum sowie die Zellproliferation beeinflusst. Ideal für Studien zur Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LARP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	LARP; Lar1; Lhp1; LARP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23367
GenID	23367
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 106-205 des menschlichen LARP1 (Q6PKG0) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6PKG0
Proteinmasse	124 kDa
Versand	Eisbeutel