

Anti-Larp1B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q659C4

Artikelnummer: CM0016982

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LARP1B. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt LARP1B (~105 kDa) in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung RNA-bindender Proteine und die Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LARP1B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LARP2; LARP1B
Spezies	Human
GeneID (Human)	55132
GeneID	55132
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 170-320 des humanen LARP1B (NP_060548.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q659C4
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eistasche