


Anti-Larp4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q71Rc2

Artikelnummer: CM0030825



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LARP4. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-120 abdeckt. Geeignet für mRNA-Translations- und Zellmorphologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LARP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP13296; LARP4
Spezies	Human
GeneID (Human)	113251
GeneID	113251
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-120 von humanem LARP4 entspricht (NP_443111.4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q71RC2
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eistasche