


Anti-Larp5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92615

Artikelnummer: CM0014710



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LARP5 (La-verwandtes Protein 4B), Immunogen Aminosäuren 519-738. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Regulation der mRNA-Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LARP5 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LARP5; KIAA0217
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23185
GenID	23185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 519-738 von humanem LARP5 (NP_055970.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92615
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel