


Anti-Larp6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Brs8

Artikelnummer: CM0021418



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LARP6, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zur Kollagen-Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LARP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACHN; LARP6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55323
Gen-ID	55323
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 1-320 von humanem LARP6 (NP_060827.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRS8
Proteingewicht	55kDa
Versand	Kühltasche