

Anti-Larp7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q4G0J3

Artikelnummer: CM0015258



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen LARP7 (hLARP7/PIP7S). Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung der Regulations der Transkriptionsverlängerung durch den 7SK-RNP-Komplex. - Q4G0J3

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LARP7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALAZS; PIP7S; hLARP7; HDCMA18P; LARP7
Spezies	Mensch
Gen-ID	51574
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 160-380 von menschlichem LARP7 (NP_057732.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q4G0J3
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel