

Anti-Lars Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J5

Artikelnummer: CM0013910



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches LARS (Leucyl-tRNA-Synthetase, zytoplasmatisch). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Proteinbiosynthese und Aminoacyl-tRNA-Synthetasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LRS; LARS; LEUS; LFIS; ILFS1; LEURS; PIG44; RNTLS; HSPC192; hr025CI
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51520
Gen-ID	51520
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P2J5
Proteinmasse	134 kDa
Versand	Eispackung