


Anti-Lasp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14847

Artikelnummer: CM0029312



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LASP1 (MLN50), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 30 kDa Protein, das an Aktin-Dynamik und Krebsmetastasierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LASP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLN50; Lasp-1; LASP1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3927
GeneID	3927
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 130-205 des humanen LASP1 (NP_006139.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14847
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel