

Anti-Lat Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43561

Artikelnummer: CM0027220

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LAT (Linker für Aktivierung der T-Zell-Familienmitglied 1). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für Studien zur T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	LAT1; pp36; IMD52; LAT
Spezies	Mensch
GeneID	27040
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 95-262 des menschlichen LAT (NP_055202.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43561
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel