

Anti-Lat1/Slc7A5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01650

Artikelnummer: CM0028993



Einführung

Anti-LAT1/SLC7A5 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf die kleine Untereinheit 1 des Transporters für große neutrale Aminosäuren; ideal für Studien zu Transportern und Krebsstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAT1/SLC7A5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E16; CD98; LAT1; 4F2LC; MPE16; D16S469E; LAT1/SLC7A5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8140
Gen-ID	8140
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-125 von humanem LAT1/SLC7A5 (NP_003477.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q01650
Proteinmolekulargewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel