


Anti-Lats1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95835

Artikelnummer: CM0004387



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches LATS1. Validiert für WB und ELISA. Ideal für Forschung zur Hippo-Signalgebung, Tumorsuppression und Zellzyklusregulation. - O95835

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LATS1 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	wt; WARTS; LATS1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9113
GeneID	9113
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem LATS1 (NP_004681.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95835
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel