


Anti-Lats1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95835

Artikelnummer: CM0023072



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LATS1 (O95835). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Hippo-Signalweg und Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LATS1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	wt; WARTS; LATS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9113
GeneID	9113
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen LATS1 (NP_004681.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95835
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku