

Anti-Lats2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrm7

Artikelnummer: CM0020055



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen LATS2, eine Schlüsselkinase im Hippo-Tumorsuppressorweg. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Onkologie- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LATS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KPM; LATS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	26524
GeneID	26524
Immunogen	Rekombinantes Protein; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-145 von humanem LATS2 (NP_055387.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRM7
Protein-Gewicht	120kDa
Versand	Eisbeutel