

Anti-Lbp Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18428

Artikelnummer: CM0022125

Einführung

LBP Kaninchen pAb (SWISS P18428) ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Bindet bakterielle Lipopolysaccharide; ideal für die Forschung an angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BPIFD2; LBP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3929
Gen-ID	3929
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem LBP (NP_004130.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18428
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel