


Anti-Lbr-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14739

Artikelnummer: CM0027051



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LBR (Lamin B Rezeptor), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Cholesterinstoffwechsel und zur Kernhülle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LBR Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PHA; C14SR; LMN2R; PHASK; TDRD18; DHCR14B; LBR
Spezies	Human
GeneID (Human)	3930
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14739
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel