


Anti-Lc3A/Lc3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Gzq8/Q9H492

Artikelnummer: CM0030713



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen LC3A/LC3B, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA an Mensch, Maus, Ratte. Nützlich zur Untersuchung von Autophagie und Mitophagie. Q9GZQ8/Q9H492.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	LC3A/LC3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAP1LC3B; ATG8F; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1LC3B-a; MAP1LC3A; ATG8E; LC3; LC3A; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/LC3B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84557/81631
GenID	84557/81631
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-60 von humanem LC3A (NP_115903.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel