


Anti-Lc3A/Lc3B Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzq8 / Q9H492

Artikelnummer: CM0011757



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LC3A/LC3B für die Autophagieforschung. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Autophagosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LC3A/LC3B Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/B; LC3B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84557/81631
Gen-ID	84557/81631
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von humanem LC3A/LC3B
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eispackung