


Anti-Lc3B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzq8

Artikelnummer: CM0002345



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes LC3B (MAP1LC3B). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Autophagie-Forschung, detektiert das ~15kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LC3B Maus mAb
Bemerkungen/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Spezies	Human
GeneID	81631
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-125 von humanem LC3B (NP_073729.1) enthält
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZQ8
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel