


Anti-Lc3B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Gzq8

Artikelnummer: CM0003700



Einführung

KD-validierter, gegen LC3B gerichteter, monoklonaler Kaninchenantikörper. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] LC3B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Spezies	Human
GeneID (Human)	81631
GeneID	81631
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZQ8
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel