

Anti-Lcat Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04180

Artikelnummer: CM0003438



Einführung

Anti-LCAT Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LCAT (P04180). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. LCAT ist essentiell für die Cholesterinveresterung in Lipoproteinen. Ideal für die Erforschung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LCAT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LCAT; Lecithin-Cholesterin-Acyltransferase
Spezies	Human
GeneID (Human)	3931
GeneID	3931
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem LCAT (P04180) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P04180
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel