

Anti-Lcat-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04180

Artikelnummer: CM0015797



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LCAT (Lecithin-Cholesterin-Acyltransferase). Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet zur Untersuchung des Cholesterinstoffwechsels und des Lipoprotein-Remodellings.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LCAT-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LCAT
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3931
Gen-ID	3931
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-440 des humanen LCAT entspricht (NP_000220.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04180
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku