


Anti-Lck Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P06239

Artikelnummer: CM0007681



Einführung

Anti-LCK Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Zielt auf die Tyrosin-Proteinkinase Lck ab, die an der T-Zell-Signalübertragung beteiligt ist. Proteinmasse 58 kDa. UniProt: P06239.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LCK Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3932
GenID	3932
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des menschlichen LCK (NP_005347.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06239
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eispack