


Anti-Lck Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06239

Artikelnummer: CM0018747



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches LCK (p56lck) gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und Lymphozytenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LCK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3932
Gen-ID	3932
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von menschlichem LCK (NP_005347.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06239
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel