


Anti-Lcp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13094

Artikelnummer: CM0021286



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LCP2 (SLP-76). Geeignet für Western Blot und ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Nützlich für die Untersuchung der T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und der Aktivierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LCP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD81, SLP76, SLP-76, LCP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	3937
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 159-533 von humanem LCP2 (NP_005556.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13094
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel