


Anti-Ldb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U70

Artikelnummer: CM0019639



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen LDB1 (CLIM2), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte LDB1. Ideal für Studien zur transkriptionellen Regulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NLI; CLIM2; LDB-1; CLIM-2; LDB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8861
GenID	8861
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-50 von menschlichem LDB1 (NP_003884.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86U70
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel