


Anti-Ldb3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75112

Artikelnummer: CM0027868



Einführung

Hochwertiger Anti-LDB3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (O75112), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-LDB3. Ideal für Studien zu quergestreifter Muskulatur, Kardiomyopathie und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MFM4, ZASP, CMD1C, CMH24, CMPD3, LVNC3, CYPHER, LDB3Z1, LDB3Z4, ORACLE, PDLIM6, LDB3
Spezies	Human
GeneID (Human)	11155
GeneID	11155
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-283 des humanen LDB3 entspricht (NP_001073585.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75112
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel