


## Monoklonaler Anti-Ldha-Antikörper Für Wb Und Elisa - P00338

Artikelnummer: CM0012008



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes LDHA, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt LDHA in humanen, Maus- und Rattenproben; ideal für die Erforschung der Glykolyse und von Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD-validiert] LDHA-Kaninchen-mAb                                                                                                           |
| Anmerkungen/Alias | LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P                                                                                                              |
| Art               | Mensch                                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 3939                                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 3939                                                                                                                                        |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen LDHA (NP_005557.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                         |
| SWISS             | P00338                                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 26-39 kDa                                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                    |