


Monoklonaler Anti-Ldha-Antikörper Für Wb Und Elisa - P00338

Artikelnummer: CM0007143



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane Laktatdehydrogenase A (LDHA), validiert für WB und ELISA. Erkennt humane, Maus- und Ratten-LDHA. Ideal für die Erforschung des Stoffwechsels, der Glykolyse und von Krebsbiomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDHA-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3939
GeneID	3939
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00338
Proteingewicht	26-39 kDa
Versand	Kühlakku