


Anti-Ldha Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Artikelnummer: CM0011551



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches LDHA, validiert durch Knockdown für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes LDHA in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Vorhergesagtes Molekulargewicht 26-39 kDa. Ideal für Forschung zum Krebsstoffwechsel und zur Glykolyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] LDHA Rabbit mAb
Anmerkungen/Aliase	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3939
Gen-ID	3939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-332 des menschlichen LDHA (NP_005557.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00338
Proteinmasse	26-39 kDa
Versand	Eisbeutel