


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Ldha-Antikörper Für Ihc-P/If/Icc/Elisa - P00338

Artikelnummer: CM0019176



Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchen-Anti-LDHA-Antikörper für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines LDHA, ein Enzym der Glykolyse, das mit dem Krebsstoffwechsel und der Glykogenspeicherkrankheit in Verbindung steht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] LDHA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3939
Gen-ID	3939
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen LDHA (NP_001158886.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00338
Proteingewicht	26-39 kDa
Versand	Kühlakku