

Anti-Ldhal6B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Byz2

Artikelnummer: CM0018460

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LDHAL6B, validiert für WB, IF-P, ELISA. Testisspezifische Lactat-Dehydrogenase, die die Umwandlung zwischen Lactat und Pyruvat katalysiert. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Stoffwechsel- und Fruchtbarkeitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDHAL6B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LDHL; LDH6B; LDHAL6; LDHAL6B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	92483
GenID	92483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-80 des humanen LDHAL6B entspricht (NP_149972.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BYZ2
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel