


Anti-Ldhb Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07195

Artikelnummer: CM0025333



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LDHB, geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. LDHB ist ein Schlüsselenzym der anaeroben Glykolyse und ein Herzgewebismarker.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDHB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; LDHB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3945
GenID	3945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-334 des humanen LDHB (NP_002291.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07195
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel