


Anti-Ldhc Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P07864

Artikelnummer: CM0014161



Einführung

Anti-LDHC polyklonaler Antikörper für Anwendungen WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet gegen L-Lactat-Dehydrogenase C-Kette, ein Spermienmotilität-assoziiertes Protein und Cancer/Testis-Antigen 32.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDHC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT32; LDH3; LDHX; LDHC
Spezies	Mensch
Gen-ID	3948
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von menschlichem LDHC entspricht (NP_002292.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07864
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel